

二因子驗證重新設定

登入 國家科學及技術委員會 學術研發服務網 <https://www.nstc.gov.tw>

請確認您的手機已安裝 IDExpert APP 

Android



Google Play

Phone



App Store

步驟一：若無法登入二因子驗證，請先選擇您的手機號碼，按下【重新設定】進行設定。



學術研發服務網登入二因子驗證

請選擇手機號碼  1


請打開手機上 IDExpert Client APP。

請輸入IDExpert APP上動態產生的6個數字後點選OTP登入按鈕

請輸入OTP : OTP登入

或按下  在IDExpert APP上點選 ●

若無法使用二因子驗證登入，請按下方【重新設定】進行設定([操作說明](#))

 2

步驟二：系統發送驗證資訊(OTP)簡訊至您所選擇之手機號碼，請至您手機簡訊(訊息)中查看

於網頁上輸入驗證資訊(OTP)後，按下【登入設定】



學術研發服務網重新設定二因子驗證

請選擇手機號碼 : 

OTP驗證碼已由簡訊發送至您的手機

輸入簡訊中的6位數字後點選登入設定按鈕

This SMS send from NSTC onDemand
code 8[REDACTED]4

請輸入OTP : 登入設定



若系統顯示：發送簡訊驗證碼(OTP)失敗，請聯絡資訊客服 02-2737-7592

若有操作設定問題，於上班時間週一~五 08:30~17:30 來電本會客服詢問 02-2737-7592

步驟三：開啟您手機上 IDEExpert APP ，按下相機圖示  並允許開啟相機



步驟四：請使用手機上 IDEExpert APP 掃描電腦畫面上註冊用 QRCode



步驟五：掃描成功後，手機上顯示：註冊成功，按下【確定】即完成手機設定。



步驟六：再按下【儲存】完成設定。

二因子驗證設定

設定說明二因子驗證操作手冊

□ 1.請先下載「IDExpert」APP，完成安裝且開啟APP
下載位址請到App Store或Google Play搜尋「IDExpert」，下載APP

□ 2.註冊APP
點選APP首頁上的「+」按鈕，再點選「請點選QRCode掃描/二維碼掃描註冊」按鈕，掃描學術研發服務網畫面的「註冊用QRCode」完成APP註冊。

□ 3.欄位填寫完畢且點選儲存後即可完成設定。

註冊用QRCode		請在手機上開啟IDExpert 點選二維碼掃描註冊顯示，再掃描註冊用QRCode
* 姓名	██████████	掃描後手機顯示：註冊已超過有效時間或此帳號已被註冊 請按本頁下方【取消】待系統導回前頁後請按【增加】
* 手機號碼	██████████	
		<input type="button" value="儲存"/> <input type="button" value="取消"/>



步驟七：系統顯示：設定成功。按下確定後，請重新登入學術研發服務網 <https://www.nstc.gov.tw>

